

PhotoMed Soft Contrastors - Cleaning/Sterilization Instructions

The Soft Contrastors are made of malleable stainless steel covered by black silicon. Please be sure to follow these cleaning and sterilizing instructions to prevent damage to your Soft Contrastors.

Clean with water and mild soap only. Do not use abrasive products (Scotch-brite pads) on Soft Contrastors. Do not place in dishwashers.

Soft Contrastors may be autoclaved for sterilization. **The maximum acceptable temperature is 275°F or 135°C for a maximum of 15 minutes.** The Soft Contraster **MUST** be completely dry before autoclaving to prevent water spots.

Alcohol and similar disinfectants will not damage Soft Contrastors.

Do not leave Soft Contrastors exposed to sunlight or bright light sources to prevent the black silicon from fading.

If you have any questions about cleaning or sterilizing Soft Contrastors, please email us at: info@photomed.net

Los Soft Contrastors suaves están hechas de acero inoxidable maleable cubierto por silicio negro. Por favor, asegúrese de seguir estas instrucciones de limpieza y esterilización para prevenir el daño a Soft Contrastors.

Limpiar con agua y jabón suave. No utilice productos abrasivos (Scotch-brite almohadillas) en Soft Contrastors. No coloque en el lavavajillas.

Soft Contrastors blandas pueden ser esterilizados en autoclave para la esterilización. **La temperatura máxima aceptable es 275 ° F o 135 ° C durante un máximo de 15 minutos.** El contraster suave debe estar completamente seco antes de autoclave para evitar manchas de agua. Desinfectantes de alcohol y otras similares no volveremos a dañar Soft Contrastors.

No deje Soft Contrastors blandos expuestos a la luz solar o fuentes de luz brillante para evitar que el silicio negro de la decoloración.

Si tiene alguna duda sobre la limpieza o esterilización Soft Contrastors, por favor envíenos un email a: info@photomed.net

PhotoMed Soft Contrastors - Cleaning/Sterilization Instructions

Les Soft Contrastor sont fabriqués en acier inoxydable malléable recouvert de silicone noir mat. Veillez à suivre les instructions de nettoyage et de stérilisation pour éviter d'endommager votre Soft Contrastor.

Nettoyez avec de l'eau et un savon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels que tampons Scotch-Brite™ sur votre Soft Contrastor. Ne pas mettre au lave vaisselle.

Soft Contrastor doivent être stérilisés en autoclave. **La température maximale admissible est de 275°F ou 135°C pendant un maximum de 15 minutes.**

Soft Contrastor doit être complètement sec avant autoclavage pour éviter les taches d'eau.

Soft Contrastor résiste à l'alcool et autres désinfectants. Soft Contrastor doit être conservé à l'abri de la lumière pour éviter la décoloration du silicone noir.

Si vous avez des questions au sujet du nettoyage ou de la stérilisation, adressez-les à info@photomed.net

Die Soft Contrasters aus Temperguss aus Edelstahl mit schwarzem Silikon überzogen. Bitte achten Sie darauf, diese Reinigung und Sterilisation Anweisungen folgen, um Schäden an Ihrem Soft-Contrasters verhindern.

Reinigen mit Wasser und milder Seife nur. Verwenden Sie keine Scheuermittel (Scotch-Brite Pads) auf Soft Contrasters. Nicht in Spülmaschinen platzieren.

Soft Contrasters kann zur Sterilisation autoklaviert werden. **Die maximale akzeptable Temperatur beträgt 275 ° F oder 135 ° C für eine maximal 15 Minuten.** Die Soft Contrasters muss vollständig trocken sein, bevor Autoklavieren, um Wasserflecken zu vermeiden. Alkohol und ähnliche Desinfektionsmittel wil nicht beschädigen Soft Contrasters.

Lassen Sie keine Soft Contrasters Sonnenlicht ausgesetzt oder helle Lichtquellen, um die schwarze Silizium vor dem Ausbleichen zu verhindern.

Wenn Sie Fragen zu Reinigen oder Sterilisieren Soft Contrasters haben, mailen Sie uns bitte unter: info@photomed.net